



**KALANI**  
finest natural home linen

## CONSIGNES POUR LE PORT ET L'ENTRETIEN DE VOTRE MASQUE EN TISSU EN 100% COTON

- Portez ce masque quand vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.

### COMMENT PORTER LE MASQUE ?



#### AVANT DE LE METTRE :

1. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
2. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
3. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
4. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.



#### POUR LE METTRE :

1. Tenez le masque par les lanières.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Passez les lanières supérieures derrière la tête et faites un noeud. Répétez l'opération avec les lanières inférieures derrière le cou.
4. Ajustez le masque en le dépliant de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton



#### LORSQUE VOUS LE PORTEZ :

1. Évitez de le toucher et de le déplacer.
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

### COMMENT ENTREtenir LE MASQUE ?

#### AVANT UTILISATION :

1. Stockez le masque dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

#### POUR LE LAVAGE :

1. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
2. N'oubliez pas de retirer et de jeter le filtre éventuellement mis entre les 2 couches de tissu avant de le laver
3. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
4. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme en reformant les plis sans forcer.



#### IL FAUT CHANGER LE MASQUE :

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s'humidifie.
5. Si le masque est endommagé.
6. Si le masque ne tient plus correctement contre votre visage.



#### POUR L'ENLEVER :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
2. Décrochez les lanières inférieures et puis supérieures pour décrocher le masque de votre visage.
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique ou un sac médical.
4. Si le masque est usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
5. Pour terminer : lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

#### APRÈS LE LAVAGE :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches)
2. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
3. Repassez votre masque à la vapeur à la température maximale
4. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).

#### CONTACTEZ-NOUS SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS :

Pour toute question à propos de nos masques ou de cette notice d'utilisation, veuillez nous contacter aux coordonnées suivantes :

KALANI S.A.  
Rue de Rosières 2  
1332 Genval, Belgium  
Téléphone : +32(0)2 654 18 11  
E-mail : [info@kalani-home.com](mailto:info@kalani-home.com)  
Site internet : [www.kalani-home.com](http://www.kalani-home.com)

Prenez soin de vous et des autres!

**COVID-19**

#### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation.

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes